

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 343-064

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-082-400	Maleta em plástico 313-082-400 (para valores nominais bis 5 kg para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-706	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-706
962-605	Certificado de calibração DAKKS 962-605
962-605R	Recalibração DAKKS 962-605R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis