

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 343-066

Kit di pesi, M1, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-060-600	Astuccio per peso in alluminio 313-060-600 (per valori nominali 1 mg - 1 kg per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-706	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-706
962-605	Certificato di calibrazione DAkkS 962-605
962-605R	Ricalibrazione DAkkS 962-605R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi