

# KERN 343-066

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	404576 1224605
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de teste OIML classe	M1
OIML-conforme	✓

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×140×110 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-605
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×110 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg

## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	313-060-600
------------------------------------	-------------