

# KERN 343-07

# KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-470-200

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	305×180×140 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Anzahl Gewichte	27
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-606
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-606

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×180×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,01 kg