

KERN 343-074

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa plástica



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

Sistema de medição

Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓

Desenho

Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	27
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-606
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	8 kg
Peso de envio	7,69 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 313-082-400

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761007574
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

