

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 343-076

Kit di pesi, M1, 1 mg - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio


ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-070-600 | Astuccio per peso in alluminio 313-070-600 (per valori nominali 1 mg - 2 kg   per classi E1 - M1   per formato Bottone/compact) |

SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-707  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-707 |
| 962-606  | Certificato di calibrazione DAkKS 962-606                 |
| 962-606R | Ricalibrazione DAkKS 962-606R                             |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi