

KERN 343-076

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-070-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	278x180x138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-606
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-606

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	278x180x138 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg