

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 343-08

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 5 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
353-480-200	Caixa de peso de madeira 353-480-200 (para valores nominais 1 mg - 5 kg para classes F2 + M1 + M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-708	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-708
962-607	Certificado de calibração DAKKS 962-607
962-607R	Recalibração DAKKS 962-607R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis