

Productbrochure

07.08.2026

KERN 343-084

Gewichtenset, M1, 1 mg - 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-082-400	Kunststof koffer 313-082-400 (voor nominale waarden bis 5 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-708	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-708
962-607	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-607
962-607R	DAkKS-rekalibratie 962-607R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen