

# KERN 343-084

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 mg - 5 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa plástica



## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 313-082-400

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761007598  
Número de mercadoria 84239090  
Classificação REACH sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	343

## Sistema de medição

Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1 mg - 5 kg
OIML-conforme	✓

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	28
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-607
----------------------------------------	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envio	12,69 kg