

KERN 343-086

KERN

Juego de pesas, M1, 1 mg - 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Peso neto aprox. 13 kg

Peso bruto aprox. 18 kg

Peso de envío 18 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo 313-080-600

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	343

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M1

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	460×260×200 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-607
Número de artículo para calibración DAkkS	962-607

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×260×200 mm
Peso neto	12,61 kg
Método de envío	Servicio de paquetes