

# KERN 343-086

**KERN**

Jeu de poids, M1, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Poids d'expédition 18 kg

## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-080-600

## Pictogrammes

## STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	343

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	460×260×200 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-607
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-607

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	460×260×200 mm
Poids net	12,61 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	18 kg