

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 343-09

Juego de pesas, M1, 1 mg - 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de madera

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353-490-200 | Estuche para pesa de madera 353-490-200 (para valores nominales 1 mg - 10 kg   para clases F2 + M1 + M2   para forma constructiva Botón/compacto) |

SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-709  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-709 |
| 962-608  | Certificado de calibración DAkKS 962-608                   |
| 962-608R | Recalibración DAkKS 962-608R                               |

## Resumen de pictogramas de KERN



Envío de paletas: el plazo de entrega interno del producto es de dos días



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables