

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 343-09

Kit di pesi, M1, 1 mg - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
353-490-200	Astuccio per peso in legno 353-490-200 (per valori nominali 1 mg - 10 kg per classi F2 + M1 + M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-709	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-709
962-608	Certificato di calibrazione DAkkS 962-608
962-608R	Ricalibrazione DAkkS 962-608R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi