

Productbrochure

07.08.2026

KERN 343-09

Gewichtenset, M1, 1 mg - 10 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-490-200	Houten gewichtsetui 353-490-200 (voor nominale waarden 1 mg - 10 kg voor klassen F2 + M1 + M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-709	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-709
962-608	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-608
962-608R	DAkKS-rekalibratie 962-608R

KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen