

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 343-096

Juego de pesas, M1, 1 mg - 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-090-600	Estuche para pesa de aluminio 313-090-600 (para valores nominales 1 mg - 10 kg para clases E1 - M1 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-709	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-709
962-608	Certificado de calibración DAkkS 962-608
962-608R	Recalibración DAkkS 962-608R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables