

# KERN 343-096

# KERN

Jeu de poids, M1, 1 mg - 10 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour étalonnage 962-608  
DAkKS

## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marque                | KERN         |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit     | OIML M1      |
| Famille de produits   | 343          |

## Système de mesure

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| OIML-conforme                      | ✓            |
| Poid de contrôle OIML classe       | M1           |
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg - 10 kg |

## Forme de construction

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Forme poid           | Bouton                       |
| Dimensions (L×P×H)   | 610×260×235 mm               |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |
| Matériau             | inox finement tourné (OIML)  |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 610×260×235 mm   |
| Poids net                    | 23,91 kg         |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 24 kg            |
| Poids brut env.              | 28 kg            |
| Poids d'expédition           | 28 kg            |

## Services

|   |         |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 952-608 |
|---|---------|