

KERN 343-096

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-090-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML M1 |
| Productfamilie | 343 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 10 kg |
| OIML-conform | ✓ |
| Testgewicht OIML klasse | M1 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 610×260×235 mm |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-608 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-608 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 610×260×235 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 24 kg |
| Brutogewicht ca. | 28 kg |
| Verzendgewicht | 28 kg |