

Brochure produit

07.08.2026

KERN 344-02

Jeu de poids, M1, 1 g - 50 g, Bouton, inox finement tourné, dans une caisse en bois


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
353-420-200	Étui de poids en bois 353-420-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 50 g pour les classes F2 + M1 + M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-710	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-710,
962-615	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-615
962-615R	Réétalonnage DAkkS 962-615R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables