

KERN 344-02

KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una cassa di legno



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Dimensioni (L×P×A)	129×86×40 mm
Struttura peso	Pulsante
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Numero di pesi	8
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-615
Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-615

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	129×86×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,26 kg

Casi facoltativi

Caso - Legno Numero di articolo	353-420-200
---------------------------------	-------------

Pittogrammi

STANDARD

