

# KERN 344-024

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 50 g, Botão, aço inox virado fino, em caixa plástica



## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 313-052-400

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761007895
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

## Sistema de medição

Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	1 g - 50 g
OIML-conforme	✓

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	8
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-615
----------------------------------------	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,8 kg