

# KERN 344-026

**KERN**

Gewichtenset, M1, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-020-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×120×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-615
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-615

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×120×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg