

KERN 344-026

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 50 g, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-020-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML M1 |
| Família de produto | 344 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 g - 50 g |
| OIML-conforme | ✓ |
| Peso de teste OIML classe | M1 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dimensões (L×P×A) | 165×120×75 mm |
| Forma de construção peso | Botão |
| Material | aço inox virado fino |
| Número de pesos | 8 |
| Estojo do conjunto de pesos | em caixa de alumínio |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação) | 952-615 |
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-615 |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 165×120×75 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,55 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,80 kg |
| Peso de envio | 0,8 kg |