

KERN 344-026

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 50 g, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-020-600

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761224889
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 50 g
Peso de teste OIML classe	M1
OIML-conforme	✓

Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×120×75 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	8
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-615
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×120×75 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg