

# KERN 344-03

# KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione 962-616  
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	151×91×49 mm
Numero di pesi	9
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	151×91×49 mm
Peso netto	0,51 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,55 kg
Peso di spedizione	0,51 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-616
--	---------