

# KERN 344-03

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 100 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira



## Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 353-430-200

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	151×91×49 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	9
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-616
Número do artigo para calibração DAkkS	962-616

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	151×91×49 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envio	0,51 kg