

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 344-036

Kit di pesi, M1, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-030-600	Astuccio per peso in alluminio 314-030-600 (per valori nominali 1 g - 100 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-711	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-711
962-616	Certificato di calibrazione DAkkS 962-616
962-616R	Ricalibrazione DAkkS 962-616R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi