

Brochura do produto

07.08.2026

# KERN 344-04

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 200 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira


PORTUGUÊS



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

| Modelo      | Descrição                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 353-440-200 | Caixa de peso de madeira 353-440-200 (para valores nominais 1 mg - 200 g   para classes F2 + M1 + M2   para forma de construção Botão/compacto) |

SERVIÇOS

| Modelo   | Descrição                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-712  | Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-712 |
| 962-617  | Certificado de calibração DAKKS 962-617                    |
| 962-617R | Recalibração DAKKS 962-617R                                |

## Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis