

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 344-044

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 200 g, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-052-400	Maleta em plástico 313-052-400 (para valores nominais bis 500 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-712	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-712
962-617	Certificado de calibração DAKKS 962-617
962-617R	Recalibração DAKKS 962-617R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis