

Productbrochure

07.08.2026

KERN 344-05

Gewichtenset, M1, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-450-200	Houten gewichtsetui 353-450-200 (voor nominale waarden 1 mg - 500 g voor klassen F2 + M1 + M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-713	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-713
962-618	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-618
962-618R	DAkKS-rekalibratie 962-618R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen