

KERN 344-05

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 500 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira



Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 353-450-200

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761007949
Número de mercadoria 84239090
Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca KERN
Categoria de produto Conjunto de pesos
Grupo de produto OIML M1
Família de produto 344

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal 1 g - 500 g
Peso de teste OIML classe M1
OIML-conforme ✓

Desenho

Dimensões (L×P×A) 168×98×78 mm
Forma de construção peso Botão
Material aço inox virado fino
Número de pesos 12
Estojo do conjunto de pesos numa caixa de madeira

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-618

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A) 168×98×78 mm
Método de envio Serviço de encomendas
Peso líquido aprox. 1,8 kg
Peso bruto aprox. 1,8 kg
Peso de envio 1,71 kg