

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 344-054

Kit di pesi, M1, 1 g - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una custodia di plastica


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-052-400	Valigetta di plastica 313-052-400 (per valori nominali bis 500 g per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-713	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-713
962-618	Certificato di calibrazione DAKKS 962-618
962-618R	Ricalibrazione DAKKS 962-618R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi