

KERN 344-056

KERN

Juego de pesas, M1, 1 g - 500 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio



Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	314-050-600
------------------------------------	-------------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761224858
Número de mercancía	84239090
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	344

Sistema de medición

Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	1 g - 500 g
OIML-conforme	✓

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	210×140×98 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado
Número de pesos	12
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para calibración DAKKS	962-618
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	210×140×98 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg