

KERN 344-056

KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per calibrazione 962-618
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 500 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	210×140×98 mm
Numero di pesi	12
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	210×140×98 mm
Peso netto	1,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-618
--	---------