

Brochure produit

07.08.2026

KERN 344-06

Jeu de poids, M1, 1 g - 1 kg, Bouton, inox finement tourné, dans une caisse en bois


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



SERVICES

Modèle	Description
920-714	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-714,
962-619	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-619
962-619R	Réétalonnage DAkkS 962-619R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables