

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 344-06

Kit di pesi, M1, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



SERVIZI

Modello	Descrizione
920-714	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714
962-619	Certificato di calibrazione DAkkS 962-619
962-619R	Ricalibrazione DAkkS 962-619R

ITALIANO

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi