

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 344-064

Kit di pesi, M1, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-082-400	Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-714	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714
962-619	Certificato di calibrazione DAkKS 962-619
962-619R	Ricalibrazione DAkKS 962-619R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi