

# KERN 344-066

**KERN**

Gewichtenset, M1, 1 g - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-060-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	230×140×110 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-619
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-619

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	230×140×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg