

KERN 344-066

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-060-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×140×110 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-619
Número do artigo para calibração DAkkS	962-619

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×110 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg