

Brochure produit

07.08.2026

KERN 344-07

Jeu de poids, M1, 1 g - 2 kg, Bouton, inox finement tourné, dans une caisse en bois


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



SERVICES

Modèle	Description
920-715	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-715,
962-620	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-620
962-620R	Réétalonnage DAkkS 962-620R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables