

Productbrochure

07.08.2026

KERN 344-07

Gewichtenset, M1, 1 g - 2 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-715	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-715
962-620	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-620
962-620R	DAkKS-rekalibratie 962-620R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen