

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 344-07

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série



Opção



SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-715	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-715
962-620	Certificado de calibração DAKkS 962-620
962-620R	Recalibração DAKkS 962-620R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis