

# KERN 344-07

# KERN

Kit di pesi, M1, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una cassa di legno



Peso di spedizione 9,01 kg

## Casi facoltativi

Caso - Legno Numero di articolo 353-470-200

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	344

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1

## Design

Dimensioni (L×P×A)	305×180×140 mm
Struttura peso	Pulsante
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine
Numero di pesi	15
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-620
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-620

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	305×180×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg