

# KERN 344-07

**KERN**

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira



## Casos opcionais

Estojo - madeira Número do artigo 353-470-200

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	305×180×140 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	15
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-620
Número do artigo para calibração DAkkS	962-620

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	305×180×140 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	9,01 kg