

KERN 344-074

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa plástica



Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 313-082-400

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761007994
Número de mercadoria 84239090
Classificação REACH sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca KERN
Categoria de produto Conjunto de pesos
Grupo de produto OIML M1
Família de produto 344

Sistema de medição

Peso de teste OIML classe M1
Peso de teste - valor nominal 1 g - 2 kg
OIML-conforme ✓

Desenho

Dimensões (L×P×A) 350×320×180 mm
Forma de construção peso Botão
Material aço inox virado fino
Número de pesos 15
Estojo do conjunto de pesos em caixa plástica

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 962-620

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A) 350×320×180 mm
Método de envio Serviço de encomendas
Peso líquido aprox. 8 kg
Peso bruto aprox. 8 kg
Peso de envio 7,69 kg