

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 344-08

Kit di pesi, M1, 1 g - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione

ACCESSORI

Modello	Descrizione
353-480-200	Astuccio per peso in legno 353-480-200 (per valori nominali 1 mg - 5 kg per classi F2 + M1 + M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-716	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-716
962-621	Certificato di calibrazione DAkkS 962-621
962-621R	Ricalibrazione DAkkS 962-621R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi