

KERN 344-086

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g - 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-080-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Aantal gewichten	16
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-621
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-621

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg