

KERN 344-086

KERN

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 5 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 314-080-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	344

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1

Desenho

Dimensões (L×P×A)	460×260×200 mm
Forma de construção peso	Botão
Material	aço inox virado fino
Número de pesos	16
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-621
Número do artigo para calibração DAkkS	962-621

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	460×260×200 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envio	18 kg