

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 344-09

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 10 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
353-490-200	Caixa de peso de madeira 353-490-200 (para valores nominais 1 mg - 10 kg para classes F2 + M1 + M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-717	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-717
962-622	Certificado de calibração DAKKS 962-622
962-622R	Recalibração DAKKS 962-622R

PORTUGUÊS

Visão geral dos pictogramas da KERN



Expedição de paletes por agente de expedição: o prazo de disponibilização interna do produto é de dois dias



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis