

Brochure produit

08.08.2026

KERN 344-096

Jeu de poids, M1, 1 g - 10 kg, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
314-090-600	Étui de poid en aluminium 314-090-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 10 kg pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-717	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-717,
962-622	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-622
962-622R	Réétalonnage DAkkS 962-622R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables